

1. GENERAL INFORMATION

Intended Use: Connecting Lines are intended for the infusion, transfer, and/or administration of medications, drugs or fluids or parenteral nutrition media.

Indications: Broad spectrum of medical conditions where patient need to undergo infusion, transfer or administration of medications, drugs, fluids or parenteral nutrition media.
















Contraindications: Not known

Medical personnel responsibility for patient safety:

In order to competently manage a patient, the medical personnel is required to:

- respond appropriately (adjust treatments as necessary)
- observe for complications and troubleshoot as needed


Warning notices and symbols: the following symbols are used for important information in the Instruction for use, on the packaging and on the product

	Caution, consult accompanying documents		Use by date
	Manufactured by		Sterilized using ethylene oxide
	CE mark of compliance		Do not use if package is damaged
	Handling mark on package – FRAGILE		For single use only
	Handling mark on package – KEEP DRY		Recyclable material
	Handling mark on package – THIS SIDE UP		Consult instruction for use
	Do not re-sterilise		Non latex
	PHT free		


2. DEVICE DESCRIPTION

The Connecting Lines consist of different lengths with various connectors and valves. The main components of the Connecting Lines are: *tubing, Luer Locks, Caps for Luer Locks*

3. OPERATION

 Its highly recommended to consult instruction prior to use.

1. Visually check packaging integrity.


 Product is sterile, do not use if package damaged or open.


2. Using antiseptic technique, open the medical device from the sterile packing

3. When connecting to accessories or other medical devices via Luer Locks ensure that all connections are secure, as shown on the Fig. 1.




Fig. 1


 All connections should be finger tightened. Over tightening can cause cracks and leaks to occur that could result in embolism and or exposure to biohazards.

 Check for fluid leakage before and during the operation. Leaks can result in the loss of sterility, fluid and/or air embolism. If a product leaks before or during use, retighten the leaking connection or replace the product.

4. STORAGE AND DISPOSAL:

 Keep dry

 Use by date

 Do not re-sterilize, *Improper reuse of the medical device can lead to potentially spread life-threatening infections*



1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Plánované použitie: Spojovacie hadičky sú určené na infúziu, prenos a/alebo podávanie liekov, liečiv, tekutín alebo látok na parenterálnu výživu.

Indikácie: Široké spektrum ochorení, pri ktorých je potrebné, aby pacient podstúpil infúziu, prenos alebo podanie liekov, liečiv, tekutín alebo látok na parenterálnu výživu.
















Kontraindikácie: nie sú známe

Zdravotnícki pracovníci zodpovední za bezpečnosť pacienta:

Aby boli zdravotnícki pracovníci schopní zaistiť kompetentný manažment pacienta, je potrebné, aby:

- reagovali primerane (podľa potreby upravili liečbu)
- sledovali výskyt komplikácií a podľa potreby ich riešili


Výstražné oznámenia a symboly: Nasledujúce symboly sa používajú na označenie dôležitých informácií v návode na používanie, na obale a na samotnom produkte

	Pozor, preštudujte si sprievodné dokumenty		Použiteľné do (dátum)
	Výrobca		Sterilizované etylénoxidom
	CE označenie zhody		Nepoužívajte, ak je obal poškodený
	Symbol na obale označujúci spôsob zaobchádzania – KREHKÉ		Len na jedno použitie
	Symbol na obale označujúci spôsob zaobchádzania – UDRŽIAVAJTE V SUCHU		Recyklovateľný materiál
	Symbol na obale označujúci spôsob zaobchádzania – TOUTO STRANOU NAHOR		Preštudujte si návod na použitie
	Nesterilizujte opakovane		Neobsahuje latex
	Neobsahuje PHT		


2. OPIS POMÔCKY

Spojovacie hadičky majú rôznu dĺžku a obsahujú rôzne konektory a ventily. Hlavnými súčasťami spojovacích hadičiek sú: *hadičky, uzávery typu luer, ochranné kryty na uzávery typu luer*

3. POUŽITIE

 Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pred použitím preštudovali návod na použitie

1. Vizuálne skontrolujte, či balenie nie je porušené.


 Produkt je sterilný. Nepoužívajte ho, ak je obal poškodený alebo otvorený.


2. Pomocou aseptickej techniky vyberte zdravotnícku pomôcku zo sterilného obalu

3. Pri jej pripájaní k príslušenstvu alebo iným zdravotníckym pomôckam prostredníctvom uzáverov typu *luer* dohľadnite na to, aby boli všetky spoje pevné, *ako to je znázornené na obr. č. 1*




Obr. 1


 Všetky spoje by ste mali zatiahnuť prstami. Nadmerné zatiahnutie môže viesť k vzniku trhlín a presakovaniu, čo by mohlo spôsobiť upchatie a/alebo vystavenie biologickým nebezpečenstvám.

 Pred použitím aj počas použitia skontrolujte, či tekutina nepresakuje. Presakovanie môže viesť k strate sterility, upchatiu tekutinou a/alebo vzduchom. Ak produkt pred použitím alebo počas použitia presakuje, presakujúci spoj opäť zatiahnite alebo produkt vymeňte.

4. SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA:

 Udržievajte v suchu

 Použiteľné do (dátum)

 Nesterilizujte opakovane. *Nesprávne opakované použitie zdravotníckej pomôcky môže viesť k potenciálnemu šíreniu život ohrozujúcich infekcií*



1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Plánované použití: Spojovací hadičky jsou určeny na infuzi, přenos a/nebo podávání léků, léčiv, tekutin nebo látek pro parenterální výživu.

Indikace: Široké spektrum onemocnění, při kterých je potřebné, aby pacient podstoupil infuzi, přenos nebo podání léků, léčiv, tekutin nebo látek pro parenterální výživu.


Kontraindikace: nejsou známy

Zdravotnický personál zodpovědný za bezpečnost pacienta:


Aby byl zdravotnický personál schopen zajistit kompetentní management pacienta, je nutné, aby:


- průměrně reagoval (podle potřeby upravil léčbu)
- sledoval výskyt komplikací a podle potřeby je řešil


Výstražná oznámení a symboly: Následující symboly se používají k označení důležitých informací v návodu k použití, na obalu a na výrobku


 Pozor, prostudujte si příložené dokumenty

 Výrobce


 CE označení shody


 Symbol na obalu označující způsob zacházení - KŘEHKÉ

 Symbol na obalu označující způsob zacházení - UDRŽUJTE V SUCHU

 Symbol na obalu označující způsob zacházení - TOUTO STRANOU NAHORU


 Nesterilizujte opakovaně


 Neobsahuje PHT


 Použitelné do (datum)

 Sterilizováno ethylenoxidem

 Nepoužívejte, pokud je obal poškozen

 Jen na jedno použití

 Recyklovatelný materiál


 Prostudujte si návod k použití

 Neobsahuje latex


2. POPIS POMŮCKY

Spojovací hadičky mají různou délku a obsahují různé konektory a ventily. Hlavními součástmi spojovacích hadiček jsou: *hadičky, uzávěry typu luer, ochranné kryty na uzávěry typu luer*

3. POUŽITÍ


 Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím prostudovali návod k použití

1. Vizually zkontrolujte, zda balení není porušeno.

 Produkt je sterilní. Nepoužívejte jej, pokud je obal poškozen nebo otevřený.

2. Pomocí aseptické techniky vyjměte zdravotnický prostředek ze sterilního obalu

3. Při jejím připojování k příslušenství nebo jiným zdravotnickým pomůckám prostřednictvím uzávěrů typu *luer* dohlédněte na to, aby byly všechny spoje pevné, *jak to je znázorněno na obr. č. 1.*

 Všechny spoje byste měli ručně utáhnout. Nadměrné utažení může vést ke vzniku trhlin a prosakování, což by mohlo způsobit ucpaní a / nebo vystavení biologickým nebezpečím.


 Před použitím i během použití zkontrolujte, zda tekutina neprosakuje. Prosakování může vést ke ztrátě sterility, ucpaní tekutinou a / nebo vzduchem. Pokud produkt před použitím nebo během použití prosakuje, prosakující spoj opět zatáhněte nebo produkt vyměňte.




Fig. 1

4. SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE:

 Udržujte v suchu

 Použitelné do (datum)

 Nesterilizujte opakovaně. *Nesprávné opakované použití zdravotnického prostředku může vést k potenciálnímu šíření život ohrožujících infekcí.*

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zweckbestimmung: Verbindungsleitungen sind für die Infusion, Übertragung und/oder Verabreichung von Arzneimitteln oder Flüssigkeiten oder parenteralen Nährmedien vorgesehen.

Indikationen: Ein weites Spektrum von Erkrankungen, bei denen sich der Patient einer Infusion, Übertragung oder Verabreichung von Arzneimitteln, Flüssigkeiten oder parenteralen Nährmedien unterziehen muss.
















Gegenanzeigen: Nicht bekannt

Verantwortung des medizinischen Personals für die Patientensicherheit:

Um einen Patienten fachgerecht zu betreuen, muss das medizinische Personal Folgendes erfüllen:

- angemessen reagieren (Behandlungen gegebenenfalls anpassen)
- auf Komplikationen achten und bei Bedarf Fehler beheben


Warnhinweise und Symbole: Die folgenden Symbole werden für wichtige Informationen in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Produkt verwendet


	Vorsicht, begleitende Dokumente beachten		Verfallsdatum
	Hergestellt von		Mit Ethylenoxid sterilisiert
	CE-Zeichen für Konformität		Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Handhabungsmarkierung auf Verpackung – ZERBRECHLICH		Nur für den einmaligen Gebrauch
	Handhabungsmarkierung auf Verpackung – TROCKEN HALTEN		Wiederverwertbares Material
	Handhabungsmarkierung auf Verpackung – DIESE SEITE NACH OBEN		Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht erneut sterilisieren		Ohne Latex
	PHT-frei		

2. BESCHREIBUNG DER VORRICHTUNG

Die Verbindungsleitungen sind in verschiedenen Längen mit verschiedenen Anschlüssen und Ventilen erhältlich. Die Hauptkomponenten der Verbindungsleitungen sind: *Schlauch, Luer-Locks, Kappen für Luer-Lock*

3. VERFAHREN

 Es wird dringend empfohlen, vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung zu lesen

1. Überprüfen Sie visuell die Unversehrtheit der Verpackung.
-  Das Produkt ist steril, nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist.
2. Öffnen Sie die sterile Verpackung auf antiseptische Weise und entnehmen Sie das Medizinprodukt aus der sterilen Verpackung
3. Beim Anschließen an Zubehör oder andere Medizinprodukte über *Luer-Locks* muss sichergestellt sein, dass alle Verbindungen gesichert sind, wie in *Abb. 1* dargestellt.









Abb. 1

-  Alle Verbindungen sollten handfest angezogen sein. Ein zu starkes Anziehen kann Risse und Undichtigkeiten verursachen, die zu einer Embolie und/oder Biogefährdungen führen können.
-  Achten Sie vor und während der Operation auf Undichtigkeiten. Undichtigkeiten können zum Verlust der Sterilität, von Flüssigkeit und/oder zu Luftembolie führen. Wenn ein Produkt vor oder während der Verwendung undicht ist, ziehen Sie die undichte Verbindung wieder an oder ersetze Sie das Produkt.

4. LAGERUNG UND ENTSORGUNG:

-  Trocken halten
-  Verfallsdatum
-  Nicht erneut sterilisieren, *eine unsachgemäße Wiederverwendung des Medizinprodukts kann zu einer möglichen Ausbreitung lebensbedrohlicher Infektionen führen.*

1. INFORMACIÓN GENERAL

Uso previsto: Las vías de conexión están diseñadas para la infusión, transferencia y/o administración de medicación, medicamentos, líquidos o medios de nutrición parenteral.

Indicaciones: Amplio espectro de afecciones médicas en las que el paciente deba someterse a infusión, transferencia o administración de medicación, medicamentos, líquidos o medios de nutrición parenteral.
















Contraindicaciones: No se conocen

Responsabilidad del personal médico en cuanto a la seguridad del paciente:

Para poder tratar a un paciente de manera competente, el personal médico debe:

- actuar de forma adecuada (ajustar los tratamientos según sea necesario)
- vigilar por si hay complicaciones y solucionar los problemas como corresponda


Mensajes y símbolos de advertencia: A continuación, se muestran símbolos utilizados para indicar información importante en las instrucciones de uso, el embalaje y en el producto

	Precaución, consultar los documentos adjuntos		Fecha de caducidad
	Fabricado por		Esterilizado con óxido de etileno
	Marcado CE de conformidad		No utilizar si el embalaje está dañado
	Aviso sobre manipulación en el embalaje: FRÁGIL		Para un solo uso
	Aviso sobre manipulación en el embalaje: MANTENER SECO		Material reciclable
	Aviso sobre manipulación en el embalaje: ESTE LADO HACIA ARRIBA		Consultar las instrucciones de uso
	No volver a esterilizar		No contiene látex
	No contiene PHT		

2. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Las líneas de conexión constan de diferentes longitudes con varios conectores y válvulas. Los principales componentes de las líneas de conexión son los siguientes: *tubos, cierres Luer, tapas para cierres Luer*



3. FUNCIONAMIENTO

 Se ruega consultar las instrucciones antes de su uso




1. Comprobar visualmente la integridad del embalaje. El producto es estéril, no utilizar si el envase está dañado o abierto.
2. Mediante técnica antiséptica, sacar el producto sanitario del embalaje estéril
3. Cuando se conecte a accesorios u otros productos sanitarios mediante *cierres Luer*, comprobar que todas las conexiones estén seguras, tal como se muestra en la Fig. 1.



Fig. 1

-  Todas las conexiones deben apretarse con los dedos. Un apriete excesivo puede provocar grietas y fugas que podrían ocasionar en embolismo y/o exposición a riesgos biológicos.
-  Compruebe si hay fugas de líquido antes y durante la operación. Las fugas pueden acarrear la pérdida de esterilidad, de líquido o provocar una embolia gaseosa. Si un producto tiene fugas antes o durante su uso, vuelva a apretar la conexión que presente las fugas o reemplace el producto.

4. CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN:

-  Mantener seco
-  Fecha de caducidad
-  No volver a esterilizar, la *reutilización indebida del producto sanitario puede propagar infecciones potencialmente mortales.*

1. INFORMAZIONI GENERALI

Uso previsto: Le linee di raccordo sono destinate all'infusione, al trasferimento e/o alla somministrazione di medicinali, farmaci o liquidi e/o ai mezzi di nutrizione parentale.

Indicazioni: Ampio spettro di patologie in cui il paziente deve sottoporsi a infusione, trasferimento o somministrazione di farmaci, medicinali, fluidi o mezzi di nutrizione parenterale.









Controindicazioni: Non note.








Responsabilità del personale medico per la sicurezza del paziente:

Per gestire con competenza un paziente, il personale medico è tenuto a:

- rispondere in modo appropriato (adeguare i trattamenti se necessario)
- osservare per complicanze e risoluzione dei problemi, se necessario

Indicazioni di avvertenza e simboli: I seguenti simboli di avvertenza sono utilizzati per informazioni importanti nelle Istruzioni per l'uso, sulla confezione e sul prodotto

	Attenzione, consultare la documentazione allegata
	Prodotto da
	Marchio CE di conformità
	Contrassegno di utilizzo sulla confezione - FRAGILE
	Contrassegno di utilizzo sulla confezione - CONSERVARE A SECCO
	Segno di manipolazione sulla confezione - ALTO
	Non ristilizzare
	Non contiene ftalati

	Data di scadenza
	Sterilizzato con ossido di etilene
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Solo monouso
	Materiale riciclabile
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Non in lattice

2. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Le linee di raccordo sono costituite da diverse lunghezze con diversi connettori e valvole. I componenti principali delle linee di raccordo sono: *Tubi, luer lock, cappucci per luer lock*

3. FUNZIONAMENTO



Si consiglia vivamente di consultare le istruzioni prima dell'utilizzo

1. Controllare visivamente l'integrità del confezionamento.



Il prodotto è sterile, non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta.

2. Utilizzando la tecnica antisettica, aprire il dispositivo medico dalla confezione sterile

3. Per il collegamento ad accessori o altri dispositivi medici tramite *Luer Lock* assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben fissati, *come mostrato in Fig. 1.*



Figura 1



Tutti i collegamenti devono essere stretti a mano. Un eccessivo serraggio può causare crepe e produrre perdite che potrebbero provocare embolia e/o esposizioni a rischi biologici.



Verificare la presenza di perdite di liquido prima e durante il funzionamento. Le perdite possono provocare la perdita di sterilità, di liquido e/o embolia gassosa. Se un prodotto perde prima o durante l'uso, serrare nuovamente il collegamento che perde o sostituire il prodotto.

4. CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:



Conservare a secco



Data di scadenza



Non ristilizzare, *il riutilizzo improprio del dispositivo medico può portare a infezioni potenzialmente letali.*



1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Utilisation prévue: Les conduites de raccordement sont destinées à la perfusion, au transfert et/ou à l'administration de médicaments, de produits ou de liquides ou de solutions nutritionnelles parentérales.

Indications: Large éventail d'états pathologiques où le patient doit subir une perfusion, un transfert ou une administration de médicaments, de produits, de liquides ou de solutions nutritionnelles parentérales.
















Contre-indications: Inconnues

Responsabilité du personnel médical en matière de sécurité des patients:

Afin de traiter les patients de façon adéquate, le personnel médical est tenu de:

- réagir de façon appropriée (ajuster les traitements au besoin) ;
- rechercher d'éventuelles complications et les traiter en conséquence.

Mise en garde et symboles: Les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations importantes contenues dans le mode d'emploi, sur l'emballage et le produit

	Attention, consulter les documents d'accompagnement		Date limite d'utilisation
	Fabriqué par		Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	Symbole de conformité CE		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Marquage de manutention sur l'emballage – FRAGILE		A usage unique seulement
	Marquage de manutention sur l'emballage – À CONSERVER AU SEC		Matériau recyclable
	Marquage de manutention sur l'emballage – HAUT		Consulter le mode d'emploi
	Ne pas restériliser		Sans latex
	Sans phtalate		


2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Les conduites de raccordement sont de différentes longueurs, composées de raccords et de vannes variés. Les principaux composants des conduites de raccordement sont les suivants : *Tubulure, verrous Luer, capuchons des verrous Luer.*

3. UTILISATION

 Il est fortement recommandé de consulter les instructions avant l'utilisation.

1. Vérifier visuellement l'intégrité de l'emballage.


 Le produit est stérile, ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.


2. Ouvrir le dispositif médical à partir de l'emballage stérile en utilisant la technique antiseptique.

3. Lors du raccordement d'accessoires ou d'autres dispositifs médicaux par l'intermédiaire de verrous *Luer*, s'assurer que tous les raccordements sont sécurisés, comme le montre la Fig. 1.



Fig. 1


 Tous les raccordements doivent être serrés à la main. Un serrage excessif peut entraîner des fissures et des fuites susceptibles d'entraîner une embolie et/ou une exposition à des risques biologiques.

 Vérifier pour déceler toute fuite de liquide avant et pendant le fonctionnement. Les fuites peuvent entraîner une perte de stérilité, une embolie de liquide et/ou d'air. Si un produit fuit avant ou pendant l'utilisation, resserrer le raccordement à l'origine de la fuite ou procéder au remplacement du produit.

4. STOCKAGE ET ÉLIMINATION :

 À conserver au sec

 Date limite d'utilisation

 Ne pas restériliser, la réutilisation inappropriée d'un dispositif médical peut entraîner l'éventuelle propagation d'infections mortelles.



1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προβλεπόμενη χρήση: Οι Γραμμές Σύνδεσης προορίζονται για έγχυση, μεταφορά και/ή χορήγηση φαρμάκων ή υγρών ή μέσων παρεντερικής διατροφής.

Ενδείξεις: Ευρές φάσμα παθολογικών καταστάσεων όπου ο ασθενής χρειάζεται να υποβληθεί σε έγχυση, μεταφορά ή χορήγηση φαρμάκων, υγρών ή μέσων παρεντερικής διατροφής.
















Αντενδείξεις: Μη γνωστές

Ευθύνη ιατρικού προσωπικού για την ασφάλεια των ασθενών:

Για τη σωστή διαχείριση ενός ασθενούς, το ιατρικό προσωπικό οφείλει να:

- να ανταποκρίνεται κατάλληλα (να προσαρμόζει τις θεραπείες ανάλογα με τις ανάγκες)
- παρατηρεί τυχόν επιπλοκές και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα, όπως απαιτείται


Προειδοποιήσεις και σύμβολα: Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται για σημαντικές πληροφορίες στις Οδηγίες χρήσης, στη συσκευασία και στο προϊόν

	Προσοχή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα		Χρήση κατά ημερομηνία
	Κατασκευάζεται από		Αποστειρωμένο με χρήση αιθυλενοξειδίου
	Σήμα συμμόρφωσης CE		Να μη χρησιμοποιείται εάν το πακέτο έχει υποστεί φθορά
	Αναγραφόμενη ένδειξη στη συσκευασία - ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ		Μόνο για μία χρήση
	Αναγραφόμενη ένδειξη στη συσκευασία - ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΕΓΝΟ		Ανακυκλώσιμο υλικό
	Αναγραφόμενη ένδειξη στη συσκευασία - ΕΠΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ		Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Μην αποστειρώνετε εκ νέου		Χωρίς λάτεξ
	Χωρίς PHT		


2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι Γραμμές Σύνδεσης αποτελούνται από διαφορετικά μήκη με διάφορους συνδετήρες και βαλβίδες. Τα κύρια συστατικά μέρη των Γραμμών Σύνδεσης είναι: *Σωλήνωση, Σύριγγες τύπου Luer Lock, Καλύμματα για Σύριγγες τύπου Luer Lock*

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


 Συνιστάται ιδιαίτέρως να συμβουλευέστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.


1. Ελέγξτε οπτικά την ακεραιότητα της συσκευασίας.

 Το προϊόν είναι αποστειρωμένο, να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί φθορά ή ανοιχθεί.

2. Με χρήση αντισηπτικής τεχνικής, ανοίξτε το ιατροτεχνολογικό προϊόν από την αποστειρωμένη συσκευασία

3. Κατά τη σύνδεση με εξαρτήματα ή άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μέσω *Συριγγών τύπου Luer Lock*, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς, όπως φαίνεται στο Σχ. 1

 Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι σφιγμένες με το χέρι. Η υπερβολική σύσφιξη μπορεί να προκαλέσει ρωγμές και διαρροές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εμβολή και / ή έκθεση σε βιολογικούς κινδύνους.


 Ελέγξτε για διαρροή υγρού πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι διαρροές μπορούν να προκαλέσουν απώλεια στεριότητας, εμβολή υγρού και/ή αέρα. Εάν κάποιο προϊόν έχει διαρροή πριν ή κατά τη χρήση, σφίξτε ξανά τη σύνδεση που παρουσιάζει διαρροή ή αντικαταστήστε το προϊόν.




Σχ. 1

4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ:

 Διατηρείται στεγνό

 Ημερομηνία λήξεως

 Μην αποστειρώνετε εκ νέου, *Η ακατάλληλη επαναχρησιμοποίηση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε δυναμική εξάπλωση λοιμώξεων απειλητικών για τη ζωή*

